

SCD寒天培地

発育性支持能と便利さで選べば日研生物の生培地

● 目的

一般細菌および栄養要求の厳しい菌など
広範囲の細菌培養に使用します

● 組成

(1000ml中)

カゼインペプトン 15.0 g
ソイペプトン 5.0 g
塩化ナトリウム 5.0 g
寒天 15.0 g

pH 7.3 ±0.2

いろんな細菌が
良く生えるんだ～



商品コード	商品名	包装	価格	有効期限	保存方法
P94505R010	(P9)SCD寒天培地	10枚	1,500円(@150) 税込1,650円	4ヶ月	暗所・室温
P94505R200		200枚 (10枚×20)	26,000円(@130) 税込28,600円		

株式会社 日研生物

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23

Tel. 075-631-6187 Fax. 075-632-0367

URL <https://www.nikken-bio.co.jp> E-mail nikken-contact@nikken-bio.co.jp

お問い合わせ・ご用命をお待ちしております