


# mC C D A 培地

増菌後のカンピロバクター属菌の選択分離培養用



## ○ 組成

／1000 ml

肉エキス	10 g	硫酸鉄(Ⅱ)	0.25 g
獣肉ペプトン	10 g	ピルビン酸ナトリウム	0.25 g
塩化ナトリウム	5 g	寒天	12 g
活性炭	4 g	セフォペラゾン	32 mg
カゼイン分解物	3 g	アンホテリシンB	10 mg
デスオキシコール酸ナトリウム	1 g	pH 7.4 ± 0.2	

商品コード	商 品 名	包 装	価 格	有効期限	保存方法
P91437-010	(P9) mC C D A 培地	10 枚	2,800円 (@280) 税込3,080円	3ヶ月	冷蔵 (4~9℃)



株式会社 日研生物

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23  
Tel : 075-631-6187 Fax : 075-632-0367  
<https://www.nikken-bio.co.jp>