

# SCD寒天培地

発育性支持能と便利さで選べば日研生物の生培地

## ● 目的

一般細菌および栄養要求の厳しい菌など  
広範囲の細菌培養に使用します

## ● 組成

(1000ml中)

カゼインペプトン 15.0 g  
ソイペプトン 5.0 g  
塩化ナトリウム 5.0 g  
寒天 15.0 g

pH 7.3 ±0.2

いろんな細菌が  
良く生えるんだ～



商品コード	商品名	包装	価格	有効期限	保存方法
P94505R010	(P9)SCD寒天培地	10枚	1,300円(@130) 税込1,430円	4ヶ月	暗所・室温
P94505R200		200枚 (10枚×20)	22,000円(@110) 税込24,200円		

## 株式会社 日研生物

〒613-0046 京都府久世郡久御山町大橋辺堤外縁23

Tel. 075-631-6187 Fax. 075-632-0367

URL <https://www.nikken-bio.co.jp> E-mail [nikken-contact@nikken-bio.co.jp](mailto:nikken-contact@nikken-bio.co.jp)

お問い合わせ・ご用命をお待ちしております